



ZEPHYR SURGICAL IMPLANTS


ZSI 475 FTM

Implant gonflable — Phalloplastie (FTM)

Version adaptée pour les patients transgenres masculins ou néopénis après phalloplastie. Configuration mono-cylindre spécifiquement conçue pour cette anatomie.

CATÉGORIE	Gonflable FTM	CYLINDRES	1 (mono)
INDICATION	Post-phalloplastie	ACTIVATION	Pompe scrotale

VUE PRODUIT



Zephyr Surgical Implants

EN SAVOIR PLUS
beleyurologie.fr

Scannez pour accéder à la fiche en ligne



I. AVANTAGES & INDICATIONS

Avantages

Configuration spécifique adaptée à l'anatomie post-phalloplastie.

- Conçu pour anatomie post-phalloplastie
- Système hydraulique complet
- Mono-cylindre adapté au néopénis
- Ancrage spécifique

Indications

Indications très spécifiques de chirurgie reconstructrice.

- Implantation dans un néopénis
- Suites de phalloplastie
- Anatomie reconstructrice masculine
- Expertise chirurgicale requise

DIMENSIONS DISPONIBLES

CYLINDRE	LONGUEURS	DIAMÈTRE	LARGEUR GLAND
1 unique	120 - 210 mm 120 · 150 · 180 · 210	20 - 22 mm	25 mm

II. POMPES DISPONIBLES

POMPE ZSI

Pompe scrotale - Hydraulique classique

Pompe scrotale ZSI avec bouton de dégonflage intégré. Configuration adaptée à l'implantation post-phalloplastie.

✓ Disponible en France

✓ Remboursement en France

SOURCE FABRICANT
zsimplants.ch